



## Las frecuencias Nogiers

En la década de 1970 el doctor Paul Nogier desarrolló siete frecuencias que son reconocidas por el cuerpo y entrando en sintonía rápidamente, estas son utilizadas en la medicina para distintos modos de tratamiento. Nogier nació en Lyon en 1908, hijo de un profesor de medicina en la facultad de dicha ciudad; estudió medicina, acupuntura, homeopatía y manipulación de la columna vertebral, investigó un pulso para el diagnóstico que lleva su nombre, murió en su ciudad natal en 1996.

Las frecuencias Nogiers son usadas tanto para el diagnóstico como para la sanación de dolencias, pudiendo ser administradas por distintos dispositivos como láseres, generadores de frecuencias, o cualquier tipo de estimuladores directos o indirectos.

Según Nogier las enfermedades se producen cuando las células, moléculas o partículas de materia se desajustan de su patrón de resonancia de vibración natural o patrón propio. Cuando se somete las células repetidamente al patrón de vibración que le corresponde, éstas se ajustan y sanan. Al principio de sus investigaciones sometía a los pacientes a unas frecuencias empleando un generador, y así descubrió tres patrones de frecuencias a los que los sujetos respondían, más adelante descubrió cuatro otros patrones más sutiles.

Estas frecuencias son octavas de la nota DO en sistema musical internacional. Todas las células del cuerpo que se derivan de los tres estados embrionarios de los tejidos (ectodermo, endodermo y mesodermo) y estos responden a unas frecuencias de resonancia.

Se dio cuenta que, tomando los pulsos por el sistema chino, los pacientes respondían a un elemento de color que sostuviesen en su mano, más adelante empezó a probar con filtros de color para tal fin. Cuando viajó a Estados Unidos donde los Acupuntores veterinarios utilizaban led en sus tratamientos lo incorporó a su sistema y allí empezó a utilizar impulsos luminosos de color; tras 15 años de experimentación agrupó sus conclusiones en siete grupos de frecuencias.

Los siete grupos son:

1. **Frecuencia A: 292 Hz.** Es la frecuencia del ser vivo en estado primitivo o embrionario. Restablece el equilibrio hormonal y celular. Es utilizada para cicatrización, en casos de inflamación, edemas y todo lo que requiera una regeneración celular primaria, como infartos, problemas reumáticos, afecciones reumáticas y alergias. Rige la inflamación.
2. **Frecuencia B: 584 Hz.** Se relaciona con el aparato gastrointestinal primitivo y el sistema nutricional. Es empleada para la sedación en los puntos de acupuntura, para los problemas de digestión por lentitud o mala asimilación, así mismo tiene relación con las vísceras y el sistema endocrino. Rige la nutrición.
3. **Frecuencia C: 1.168 Hz.** Está relacionada con el movimiento en el cuerpo, tanto en las partes motoras, las extremidades, el tracto genital y el sistema renal. Se utiliza para tonificar los puntos de acupuntura, para suavizar el Parkinson, el bloqueo o congestión de órganos, y estimula la dopamina. Rige el movimiento.
4. **Frecuencia D: 2.336 Hz.** Relacionada con los niveles superiores de organización, pues afecta a órganos aparentemente solitarios, pero anatómicamente simétricos, como los hemisferios cerebrales o el cuerpo caloso, por lo que se emplea para tratar problemas de lateralidad. Es la frecuencia que permite tratar problemas neuronales y psicológicos, ya sean bloqueos o traumas de cualquier índole, como ansiedad, depresión. Así mismo tiene que ver con cuestiones de aprendizaje y lateralidad. Rige la conexión de estructuras y sistemas.
5. **Frecuencia E: 4.672 Hz.** Es la frecuencia de la médula espinal y del sistema nervioso central, tiene que ver con el instinto y el sistema reptiliano. Relacionado con la primera cervical, se utiliza para tratar trastornos neurológicos, afecta a todo lo relativo al pánico y la supervivencia. Rige el instinto.
6. **Frecuencia F: 73 Hz.** Relacionada con las regiones cerebrales subcorticales, es la estructura cerebral de los animales superiores, mamíferos, por ejemplo. Los procesos emocionales se dan bajo esta frecuencia, se utiliza para tratar conflictos del inconsciente, así como en el sistema inmunológico, hipotálamo y amígdalas. Rige lo emocional.
7. **Frecuencia G: 146 Hz.** Es la que resuena con la corteza cerebral, lo que nos hace propiamente humanos, que nos hace capaces de pensar, crear e imaginar. Es apropiada en problemas de baja autoestima y temores en general, así como los problemas de dolor central en el neocótex, dolores crónicos y cansancio intelectual. Rige lo racional.

Aparte habría una frecuencia universal o también llamada "U" que sería útil para desintoxicar y que estaría en 1,14 Hz, afecta a todos los procesos celulares y biológicos donde intervengan agentes externos o desequilibrantes. Las siete frecuencias Nogiers son utilizadas sobre todo a través de láseres o impulsos lumínicos, pero parten de una octava de frecuencias que tienen igual uso, pues corresponden con armónicos de estas. La "U" que es de 1,14 Hz.; teniendo un uso

idéntico a las descritas con anterioridad al multiplicar la frecuencia universal sucesivamente por 2 darían como resultado:

1. A = 2,28 Hz.
2. B = 4,56 Hz.
3. C = 9,125 Hz.
4. D = 18,25 Hz.
5. E = 36,5 Hz.
6. F = 73 Hz.
7. G = 146 Hz.

## **Cama de terapia con luz LED**

El ATP activado estimula los glóbulos blancos que trabajan para reparar los tejidos dañados y aumenta la producción de colágeno que crea elasticidad en la piel y puede ayudar en la curación de heridas.

La cama de luz LED está diseñada con 14,400 LED rojos, azules e infrarrojos de alta intensidad colocados cerca de la piel para un efecto máximo. Al contacto, el ATP activado estimula los glóbulos blancos que trabajan para reparar los tejidos dañados y aumenta la producción de colágeno que crea elasticidad en la piel y puede ayudar en la curación de heridas. La terapia con luz LED ahora se usa con fines cosméticos y antienvjecimiento.

La cama de luz LED activa las propias defensas del cuerpo y en realidad trata la fuente del dolor en lugar de enmascarar los síntomas. La terapia de luz roja proporciona alivio del dolor y la incomodidad sin efectos secundarios negativos.

La terapia LED roja tiene la capacidad de estimular la producción de ATP, una importante fuente de energía en los tejidos del cuerpo. Esto permite que el ATP promueva una acción rápida utilizando las propias defensas del cuerpo. El ATP activa las endorfinas que proporcionan un alivio calmante del dolor crónico y agudo.

La luz infrarroja tiene el potencial de desencadenar la producción de endorfinas, que son neurotransmisores que pueden reducir el dolor en el cuerpo.

### **Entre los beneficios de la cama de LED están: \***

- Ayuda a mejorar la alta presión sanguínea
- Mejora el daño tisular y nervioso
- Mejora el dolor crónico y agudo
- Ayuda a disminuir el tiempo de cicatrización de lesiones
- Ayuda a disminuir el dolor muscular
- Ayuda a disminuir el dolor de las articulaciones

- Ayuda a mejorar en los casos de artritis, acné, rosácea, psoriasis, arrugas, entre otras condiciones
- Es efectiva en destruir bacterias

## **BENEFICIOS DE LAS FRECUENCIAS DE NOGIER**

### **292 Hz - Vitalidad celular**

Resuena con Ectodermo (tejido externo) que forma: piel, glándulas, nervios, ojos, oídos, dientes, cerebro y médula espinal Ayuda en la curación de heridas, reparación de la piel, reparación de nervios, reduce el tejido cicatricial, reduce la inflamación y reduce los tumores.

### **584 Hz - Metabolismo nutricional**

Resuena con Endoderm (tejido interno) que forma: Pulmones, vejiga, uretra, revestimiento del tracto intestinal, hígado, glándula tiroides, glándula del timo, tubo auditivo, vesícula biliar, páncreas Mejora la asimilación nutricional, equilibra el sistema nervioso parasimpático y puede aliviar los problemas de alergia.

### **1.168 Hz - Movimiento**

Resuena con Mesodermo (tejido medio) que forma el tejido conectivo: Ligamentos, tendones de cartílago, músculos y huesos, corazón, testículos, corteza de la glándula suprarrenal, sangre, riñones, vasos linfáticos, bazo, dolor en los músculos, áreas esqueléticas o faciales y los ovarios.

### **2.336 Hz - Coordinación**

Coordina los dos lados del cerebro y reduce el estrés.

### **4,672 Hz - Nervios**

Dolor, médula espinal, trastornos de la piel Resuena con la médula espinal y el sistema nervioso periférico: La médula espinal lleva los mensajes del sistema nervioso central desde el cerebro a todas las demás partes del cuerpo. El sistema nervioso periférico se extiende desde el sistema nervioso central. Estos nervios se extienden a las áreas más externas del cuerpo, a los órganos, las extremidades y la piel. Experiencia veterinaria: Reduce el exceso de calcificación, como espolones óseos y articulaciones artríticas.

### **73 Hz - Reacciones emocionales**

Equilibrar hormonas, espasmos musculares, dolor facial, dolores de cabeza, depresión, Curación de fracturas óseas no curativas, Equilibrio tálamo e hipotálamo: dos centros principales de

control del cuerpo. Resuena con las regiones subcorticales o inferiores del cerebro: Habla, Equilibrio hormonal, Reacciones y reflejos inconscientes, Memoria Experiencia veterinaria: Mejora la circulación.

### **146 Hz - Organización Intelectual**

Memoria, Trastornos Psicológicos, Nerviosismo y Preocupación Resuena con la corteza cerebral del cerebro: Pensar, imaginar, crear experiencia veterinaria: reduce la inflamación y el tejido cicatricial en tendones y ligamentos.



- Resultados pueden variar de persona en persona